Manuel d'utilisation : GHdC Comparateur des risques encourus

1. Démarrer l'application web :

Ouvrez un navigateur web et insérez l'URL de l'application web (par ex : http://www.oliviapaquay.be/ghdc)

2. Sélections des patients :

Sélectionnez un ou plusieurs patients afin de visualiser les risques encourus par ce/ces patient(s). Vous pouvez sélectionnez entre 1 et 4 patients

2.1. Rechercher un patient :

Utilisez le formulaire de recherche pour trouver un patient :

- Entrez son prénom (requis), son nom (requis) et sa date de naissance (optionnel)
- Cliquez sur le bouton « Rechercher »
- Les résultats de la recherche s'affiche en dessous du formulaire

2.2. Sélectionner un patient :

Dans les résultats de la recherche, cliquez sur le bouton « + » au début de la ligne du patient à ajouter. La liste des patients sélectionnés est visible sous les résultats de la recherche.

2.3. Désélectionner un patient :

Dans la liste des patients sélectionnés, cliquez sur le bouton « - » au début de la ligne du patient à désélectionner.

3. Voir les risques encourus :

Une fois les patients choisis, cliquez sur le bouton « Voir les risques encourus » pour visualiser les données du/des patient(s)

3.1. Lecture des données :

- Chaque patient est différencié par une couleur légendée au dessus du graphique. La lettre entre parenthèse représente le genre du patient (F = Féminin, M = Masculin)
- Chaque paramètre est représenté en pourcentage, 0% étant la valeur minimum du paramètre et 100% sa valeur maximum
- En passant le curseur sur une barre du graphique, vous pouvez voir la valeur du paramètre exprimé dans sa propre unité (ex : cholestérol total : 171 mg/dl)

3.2. Afficher/Cacher des patients :

Au dessus du graphique se trouve le nom du patient précédé d'un échantillon de la couleur assigné à celui-ci. Cliquez sur le nom du patient ou sur sa couleur pour afficher/cacher ses données sur le graphique.

3.3. Modifier les patients sélectionnés :

Cliquez sur « Modifier les patients sélectionnés » pour revenir à l'écran de sélection des patients et modifier votre sélection